



MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ NA NOHY

10031106

10031107

Vážení zákazníku,

gratuluje Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů neručíme.

Technické údaje

Produkt číslo	10031106, 10031107
Napájení	12 V
Spotřeba energie	36 W

Bezpečnostní instrukce

Obecné rady

- Pro zajištění bezpečné a správné používání výrobku, před použitím si přečtěte návod.
- Tento produkt není vhodný pro lidi, kteří jsou nemocní, mají duševní poruchu nebo nemají zkušenosti nebo schopnosti (včetně dětí) na to, aby ho používali, pokud na nich z důvodu bezpečnosti nedohlží a nesměřuje jejich odpovědná osoba.
- Dbejte na to, aby se s výrobkem nehrály děti.
- Přístroj disponuje ohříváčem, proto může být povrch velmi horký, osoby citlivé na teplo by měly být při používání opatrné.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, je nutné zajistit výměnu výrobcem nebo příslušným servisním střediskem a profesionálním personálem, aby se předešlo nebezpečí úrazu.
- Pokud je poškozen povrch přístroje, kontaktuje servisního technika nebo výrobce, aby ho zkontroloval, příp. opravil.
- Před čištěním nebo po masáži vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Při masáži přístroj nezakrývejte, mohlo by se stát, že se přehřeje motor a dojde k poruše nebo poškození.
- Pokud se během masáže začnete cítit nepříjemně, okamžitě přístroj přestaňte používat.
- Pokud zařízení nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko, které provede kontrolu a údržbu.
- Používejte pouze výrobcem doporučené náhradní díly.
- Nevkládejte nic do otvoru masážního přístroje určeného na chodidla.
- Při ovládání přístroje nemějte mokré ruce.
- Dbejte na to, aby se na ovládací tlačítka nedostala voda.
- Chcete-li přístroj odpojit, musíte ho nejprve vypnout a pak vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Tento produkt není určen pro vlastní nebo lékařskou léčbu, pokud potřebujete stanovit diagnózu nebo naordinovat léčbu, vyhledejte odbornou lékařskou péči.

Rady týkající se umístění

- Nepoužívejte masážní přístroj na nohy ve vlhkém a příliš prašném prostředí.
- Nepoužívejte masážní přístroj na nohy v místnosti, kde je teplota vyšší než 40 ° C.
- Neumísťujte masážní přístroj na nohy do exteriéru.
- Nepoužívejte masážní přístroj na nohy v blízkosti elektrických ohříváčů, vařičů nebo na přímém slunečním záření.

Níže uvedené osoby by se před použitím měli poradit s lékařem:

- Pacienti, kteří podstupují lékařskou léčbu nebo se necítí dobře.
- Pacienti s vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, arteriosklerózou nebo trombózou.
- Pacienti se zhoubným nádorem.
- Těhotné ženy a ženy během menstruace.
- Pacienti s osteoporózou.
- Pacienti, kteří používají kardiostimulátor nebo implantované lékařské přístroje.
- Pacienti s akutním onemocněním.

Rady týkající se délky užívání

Používejte 1-2 krát denně, vždy po dobu 5-10 minut, přístroj účinně odstraňuje bolest svalů a zlepšuje krevní oběh. Masáž 5 až 15 minut před nočním odpočinkem účinně zlepšuje kvalitu spánku.

Rady týkající se bezpečného používání

- Dbejte na to, abyste při používání masážního přístroje na nohy neusnuli.
- Nepoužívejte masážní přístroj, když jste pod vlivem alkoholu nebo se necítíte dobře.
- Masáž nohou nesmí trvat déle než 30 minut, nohy si nezahřívejte déle než 2 hodiny.
- Po poškození povrchové tkániny přístroj přestaňte používat.
- Nepoužívejte přístroj hodinu před jídlem.
- Pokud se výrobek skladuje při nízké teplotě, přemístěte jej před použitím do teplého prostředí, aby se zkondenzovaná voda mohla odpařit. Voda uvnitř přístroje by mohla ovlivnit provoz, dokonce způsobit poruchu. Takže v takovém případě nechte přístroj odstát alespoň hodinu při normální pokojové teplotě předtím, než ho začnete používat.

Popis produktu

- 1 Čas
- 2 Režim
- 3 Intenzita
- 4 Vyhřev
- 5 Zapínání / Vypínání
- 6 Masážní vak

Čas: na stanovení délky masáže

- **Modrá:** Délka masáže je 10 minut.
- **Červená:** Délka masáže je 15 minut.
- **Modrá a červená:** čas masáže: Délka masáže je 20 minut.



Použití a provoz

Tlačítko Režim

- Režim 1 je režim výchozích nastavení, stiskem tlačítka vstoupíte do režimu 2, stiskněte tlačítko ještě jednou a vstoupíte do režimu 3 v tomto cyklu.
- Režim 1: modré světlo, Režim 2: červené světlo, Režim 3: blikající červené a modré světlo.
- Režimy 1 a 2 představují masáž chodidel válečkem a nafukovacím vakem, režim 3 je určen na masáž pouze nafukovacím vakem.

Tlačítko Intenzita

- Výchozí nastavení představuje slabou intenzitu, stisknutím tlačítka získáte středně silnou intenzitu, opětovným stisknutím nastavíte silnou intenzitu v tomto cyklu.
- Slabá intenzita: modré světlo; jednou stiskněte, abyste nastavili střední intenzitu: zelené světlo; stiskněte znovu, abyste nastavili nejvyšší intenzitu: červené světlo.

Tlačítko výhřev

Při zapnutí se automaticky spustí funkce výhřevu, světlo svítí modře; stiskněte tlačítko, abyste ukončili výhřev. Světlo přestane svítit a vyhřívání se vypne.

Vypínač

- Připojíte masážní přístroj na nohy ke zdroji napájení, je připraven k použití, bliká červené světlo.
- Stiskněte tlačítko, přístroj začne pracovat (výhřev + proud vzduchu + Režim 1), rozsvítí se všechna světla, výchozí doba masáže je 10 minut.
- Po ukončení této doby nebo po dosažení času nastaveného na masáž chodidel se přístroj vrátí do původního režimu. Bliká červené světlo.
- Ukončete masáž chodidel prosím vytažením zástrčky ze zásuvky.

Čištění a péče

Skladování

- Když masážní přístroj nepoužíváte, vložte ho do krabice a uložte jej na bezpečné, suché, vzdušné a chladné místo.
- Kabel neohýbejte.
- Nezavěšujte přístroj za kabel.
- Vyvarujte se ostrých hran, které mohou poškrábat povrch.
- Neumísťujte výrobek na přímé sluneční záření nebo na místo s vysokou teplotou.

Čištění

- Před čištěním zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Pro čištění povrchu masážního přístroje použijte suchý hadřík. Nepoužívejte korozivní, abrazivní čisticí prostředky nebo ředidla.

Péče

- Výrobek skladujte na čistém a suchém místě.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, použijte ochranný kryt, který zabraňuje usazování prachu.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nefunguje.	Není zapojen do elektřiny	Připojte jej do sítě a zkontrolujte, zda je v pořádku zdroj napájení.
	Funkční tlačítka nereagují.	Stiskněte tlačítko ON / OFF.
Přístroj náhle přestal pracovat.	Masáž skončila.	Restartujte tlačítkem ON / OFF.
	Není zapojen do elektřiny.	Zkontrolujte, zda je napájecí rozhraní dobře připojeny.
	Přístroj pracoval příliš dlouho, zahřál se.	Po vychladnutí přístroj restartujte stisknutím vypínače.
	Přílišná síla, masážní váleček je zablokován.	Uvolněte tlak při masáži.

Pokyny k likvidaci



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti..

Prohlášení o shodě



Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směrnicemi:
2014/30/EU (EMV)
2011/65/EU (RoHS)