



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 27467 Infračervený LED panel inSPORTline Brister



## OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	3
POPIS PRODUKTU .....	3
OBSAH BALENÍ .....	4
PARAMETRY .....	4
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	4
POUŽITÍ.....	5
UPEVNĚNÍ ZAVĚŠENÍ .....	5
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .....	7
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .....	7

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku [www.insportline.cz](http://www.insportline.cz), kde naleznete nejnovější verzi manuálu.


## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Přístroj není hračka, nenechávejte děti a domácí zvířata v blízkosti zařízení bez dozoru.
- Nedívejte se přímo do světla.
- Přístroj musí být správně upevněn, pokud si upevněním nejste jistí kontaktujte odborníka.
- Produkt není vhodný: těhotné ženy, osoby trpící epilepsií, alergií na světlo a teplo, osoby trpící citlivou pokožkou, dermatologickým onemocněním, osoby se zraněním nebo jizvami atd.
- Neponořujte do vody.
- Nepoužívejte dlouhodobě.
- Produkt neupravujte ani nemodifikujte.
- Frekvence použití: zpočátku 1 – 2 min pro jednu oblast, v průběhu 2 – 3 týdnů až 10 min pro jednu oblast.
- Standartní použití může být 10 min na jedno sezení ve vzdálenosti 15 až 40 cm od zařízení. Maximální doba použití může být 15 – 20 min pro problémové oblasti. Mezi sezeními doporučujeme dodržovat 6hodinové rozestupy a přístroj používat 2 – 3x denně.


**VAROVÁNÍ:** Přístroj neslouží jako náhrada zdravotní nebo terapeutické péče.

**VAROVÁNÍ:** Používejte ochranu očí. Nikdy se nedívejte do diod. NIR (Blízké infračervené světlo) není viditelné pouhým okem.

## POPIS PRODUKTU

	1. Blízké infračervené světlo (NIR)
2. Červené světlo	
3. Protiskluzové nožičky	

## OBSAH BALENÍ



## PARAMETRY

Rozměry	75*22*6,5 cm
Hmotnost	6,5 kg
Vlnová délka	630 nm, 660 nm, 810 nm, 830 nm, 850 nm
Vstupní napětí	100-240V 50/60hz
Počet LED světel	180
Náklon záření	30°
Ozáření	>180 mw/cm <sup>2</sup> ve vzdálenosti 15,24 cm
Certifikát	CE, RoHS


## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním se ujistěte, že je přístroj vypojený z el. proudu. Kovové části (kromě LED světel) čistěte pomocí navlhčeného hadříku z mikrotenového vlákna. Nikdy neaplikujte vodu přímo na zařízení. Zabraňte, aby se voda nebo vlhkost dostala do ventilačních otvorů.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Skladujte na stinném, suchém a čistém místě v teplotách od 0 – 40°C,

## POUŽITÍ




1. NIR: Pomocí tlačítka spustíte / vypnete blízké infračervené světlo

2. Červené světlo: Pomocí tlačítka spustíte / vypnete červené světlo


## UPEVNĚNÍ ZAVĚŠENÍ

Panel položte na rovnou a čistou plochu. Chraňte žárovky proti poškrábání.


Na šrouby přišroubujte lanka.




Přípevněte držák na jakékoliv standardní dveře.




Pomocí karabin a kladky upevněte panel na dveře.



Pomocí lanka nastavte požadovanou výšku. Během jakéhokoliv pohybu je nutné, aby byl panel zajištěný.




Pomocí přezky na horní straně držáku zajistěte lanko. Během jakéhokoliv pohybu je nutné, aby byl panel zajištěný.



Zapojte napájecí kabel do zařízení a poté do elektrického proudu.

Přepněte vypínač do spuštěné polohy.



## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

### Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

### Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením

- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## Reklamační řád

### Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

### CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: [eshop@insportline.cz](mailto:eshop@insportline.cz)  
[reklamace@insportline.cz](mailto:reklamace@insportline.cz)  
[servis@insportline.cz](mailto:servis@insportline.cz)

Web: [www.inSPORTline.cz](http://www.inSPORTline.cz)

### SK inSPORTline s.r.o.

### Reklamační zboží



**Vrácení a výměna zboží do 30 dnů**



Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082  
Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: [objednavky@insportline.sk](mailto:objednavky@insportline.sk)  
[reklamacie@insportline.sk](mailto:reklamacie@insportline.sk)  
[servis@insportline.sk](mailto:servis@insportline.sk)  
Web: [www.inSPORTline.sk](http://www.inSPORTline.sk)

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

